



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Столы массажные переносные и стационарные с принадлежностями

Номер партии 0402001-7/16

Массажные столы переносные и стационарные предназначены для различных видов массажа, косметологических и лечебных процедур.

Принадлежности предназначены для облегчения работы массажиста и усиления эффективности массажных процедур.

Техническая спецификация массажных столов приведена в таблице 1

Таблица 1

Артикул	Модельный ряд	Конструкция	Вес, кг	Количество секций	Ширина, см	Высота, см	Длина, см	Нагрузка, кг	Статическая нагрузка, кг	Слой пены, см
JF-AY01	МСТ-32	деревянная рама и ножки из бука	15	2	71	60-85	186	180	1100	5
JF-AY01	МСТ-35		17	3	71	60-85	186	180	1100	5
JFAL01A	МСТ-33	алюминиевая рама и ножки	14	2	71	60-82	186	180	750	5
JFAL01A	МСТ-34		16	3	71	60-82	186	180	750	5
JFAI01A	МСТ-001		13	2	71	60-82	186	150	500	5
JFAI01A	МСТ-002		15	2	71	60-82	186	150	500	5
JF-AY01	МСТ-003	деревянная рама и ножки из бука	16	2	71	60-85	186	150	750	5
JF-AY01	МСТ-29		18	3	71	60-85	186	150	750	5
JF-AY01	МСТ-29B		18	3	71	60-85	186	150	750	5
JFAL03	МСТ-27	алюминиевая рама и ножки	17	3	71	60-82	186	150	750	5
JFAL03	МСТ-27B		17	3	71	60-82	186	150	750	5

Это важно!



- Прочтите настоящую инструкцию **перед сборкой и/или первым использованием** изделия и держите его под рукой пользователя.
- Придерживайтесь рекомендаций, особенно касающихся безопасности использования.
- Сохраните настоящую инструкцию на будущее (в т.ч. для последующей продажи изделия).

РЕКОМЕНДАЦИЯ Закажите услугу профессиональной сборки с проверкой механизмов изделия – этим Вы предохраните себя от возможных ошибок при сборке и сохраните гарантию на изделие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пользуйтесь изделием в течение 2-х часов после перевозки при минусовой



температуре. Эксплуатация изделия при минусовой температуре запрещена.

- Не допускается чрезмерная нагрузка на подлокотники и подголовник. Они предназначены только для комфортного расположения головы и рук пациента. На подлокотниках нельзя сидеть, стоять, опираться, садясь/вставая с массажного стола. Рекомендуем снимать подлокотники, если изделие используется в режиме массажного стола и устанавливать при складывании в массажное кресло (для столов с данной функцией).
- Не опускайте спинную секцию ложементов (для столов с регулировкой угла наклона спинной части ложементов) прикладывая усилие к подголовнику. Опирайтесь только на сам ложемент. В противном случае механизм регулировки и/или крепления подголовника может не выдержать.
- Будьте внимательны, пользуясь острыми предметами, т.к. они могут повредить покрытие стола.
- Перед первым использованием и не реже одного раза в три месяца (при интенсивной эксплуатации по мере необходимости) проверяйте и затягивайте все резьбовые соединения и рукоятки во избежание их потери.
- Перед первым использованием и не реже одного раза в три месяца регулируйте длину тросов управления газовыми упорами. В процессе эксплуатации тросы могут незначительно растягиваться, что влияет на корректную работу стопора газового упора.
- Регулярно смазывайте металлические соединения для предупреждения возникновения скрипов и прочих посторонних звуков.
- **«Перед использованием необходимо произвести осмотр изделия, на наличие видимых дефектов и неисправностей. В случае обнаружения дефектов и неисправностей немедленно прекратить эксплуатацию изделия и обратиться в ближайший сервисный центр»**

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения настоящих условий!

Установка: начните с поднятия вверх ручек и отпирания фиксирующего устройства. Разведите панели стола в стороны, пока ножки полностью не раскроются. Если необходимо, уберите всю фурнитуру из-под эластичного ремня, используемого для хранения. Проверьте стол на наличие повреждений, просмотрите предупредительные надписи. Затем поставьте стол в вертикальное положение и приподнимите с одной стороны, нажимая при этом на середину, для того, чтобы убедиться, что стол полностью раскрылся и его поверхность – плоская. Далее установите положение 10 «Фиксатор» (для подъема опоры для спины) на том же уровне (горизонтально), установите конец стола и массажный стол готов к эксплуатации.

Складывание: Поставьте стол на бок в слегка закрытом положении. Установите фурнитуру в эластичный ремень, предназначенный для хранения, если это необходимо. Сложите ножки внутрь, следя за тем, чтобы шнуры оставались на внутренней стороне стола, не запутались и не перегнулись. Запутывание или перегиб шнуров может привести к их повреждению и послужить причиной травмы. Следите за тем, чтобы шнуры не запутались и не перегнулись, когда складываете стол. Затем сложите две половины стола, защелкните фиксатор и перенесите в нужное место, держа стол за ручки.

Чистка покрытия: Используйте мягкий мыльный раствор. Рекомендуется во время использования накрывать поверхность простыней или покрывалом.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления.

Запасные части и принадлежности	
Стул массажиста МА01 (МСТ-3)	Сумка для стола на колёсах
Стул массажиста МА03	Сумка для стола
Стул массажиста МА02 (МСТ-5)	Сумка для кресла
МА04 татами	Подушка б/н 70x20x10см
Полукруглая подушка 60x18x9см или 70x20x10 см	Подголовник тип А
Круглая подушка 60x15см	Подголовник тип В
Задний валик 65x55x30см.	Простыня из 100% хлопка
Подушка с отверстием	Фиксатор для подголовника алюминиевый
Спинной расслабляющий мат	Фиксатор для подголовника деревянный
Ремень массажиста	Полка для рук
Боковые полки для рук	Удлинитель стола
Полка для бумаги	Камни для стоун терапии (базальт) 28шт.

Покрытие стола изготавливается из винилскожи (искусственная кожа), для смягчения, проложенный пенополиуретаном.



Рекомендации по уходу за покрытием массажного стола.

- **Избегайте хранения Вашего стола в очень холодных условиях.** Чрезмерный холод вызовет трескание покрытия, так что не оставляйте стол в багажнике Вашего автомобиля или в не обогреваемых помещениях в холодное время года.
- **Оберегайте изделие от повышенного теплового воздействия.** Чрезмерное тепловое воздействие вызовет растяжение и появление складок и морщин на покрытии. Таким образом держите стол подальше от обогревателей, электрообогревателей, избегайте попадания на покрытие прямого солнечного света и храните изделие в багажнике Вашего автомобиля в жаркое время года.
- **Ежедневно чистите покрытие.** Мы рекомендуем протирать стол слабым моющим средством для защиты от масляных пятен и грязи, которые могут вызвать трещины на покрытии. Вы можете использовать обычные бытовые моющие средства. Средства с повышенным содержанием спирта могут с течением времени привести к образованию трещин. Вы можете проводить дезинфекцию стола и аксессуаров после каждой процедуры или раз в день для удаления бактерий и др. В качестве безопасного дезинфекционного средства мы рекомендуем 5%-ый раствор хлора.
- **Используйте чехол.** Мы предлагаем специальный чехол для защиты стола от царапин, потертостей и т.п. при транспортировке.
- **Используйте простыни для продления срока службы покрытия стола.** Мы предлагаем Вам использовать покрытие из 100%-ого хлопка для предотвращения образования масляных пятен на покрытии стола. Так же рекомендуется использовать такое покрытие и для подголовника и подставки для рук.
- **Используйте смазку с высокой проникающей способностью** (например: смазку для цепей, петель и замков; прим.: не входит в комплект поставки) для обработки соединений с целью уменьшения возможных скрипов и посторонних звуков.

Гарантия

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Дата продажи: «___» _____ 20 г.

Генеральный директор

В.В.Катая

Отметка о произведенный гарантийных работах:

Дата	Отметки сервисного центра	Подпись, печать покупателя	Примечание
		<hr/> ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.
		<hr/> ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.
		<hr/> ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.
		<hr/> ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.